

## **FUSION LOOP TIP WIRE GUIDE**

Giętki przewodnik z końcówką w kształcie pętli.

Używany do pomocy przy kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych oraz do pomocy przy pomostowaniu trudnych zwężeń podczas ERCP.

Zamknięta dystalna pętla umożliwia potencjalnie mniej traumatyczne przejście i kierowanie się przez system przewodów trzustkowo – żółciowych.

Cieniodajna spiralna sprężyna zapewnia doskonałą widoczność w świetle fluoroskopowym.

Znakowanie spirali, rozciągające się do dystalnego końca giętkiego przewodnika, umożliwia podgląd endoskopowy poruszania się giętkiego przewodnika podczas kaniulacji.

Rdzeń zbudowany z nitinolu zapewnia odporność na skręcanie oraz pozwala na zachowanie kształtu.

Dostępny w następujących rozmiarach:

Numer zamówienia    Rozmiar cale    Długość cm    Rozmiar końcówki w kształcie pętli mm

Numer zamówienia	Rozmiar cale	Długość cm	Rozmiar końcówki
FS-LT-35-205	35	205	2x4
FS-LT-35-260	35	260	2x4
FS-LT-35-480	35	480	2x4